



Insamling av dammprov för allergenbestämning

Gör så här:

1. För provtagningen behövs en dammsugare. Sätt vid behov i en ny påse i dammsugaren. Detta bör göras för att inte orsaka överhettning av dammsugaren om påsen är full.
2. Sätt in nylonfiltret i provbehållaren med filtrets öppning riktat utåt, se bild 1.



Bild 1

3. Montera provbehållaren på dammsugarslangens munstycke.
4. Om provbehållaren inte passar på dammsugarslangen kan den svarta adaptern användas mellan provbehållaren och slangens munstycke. Använd den sida av adaptern som passar slangens bäst. Sätt sedan på provbehållaren på adaptern, se bild 2.



Bild 2

5. Starta dammsugaren och sätt på medelstyrka.
6. Dammsug under några minuter på de ytor i ett rum som ska undersökas enligt överenskommelse med Arbets- och miljömedicin, till exempel i sängen (på madrass, kudde och täcke), på soffan i vardagsrummet eller på annan inredning (se provets märkning), se bild 3. Undvik att suga in synligt skräp, grus och dyligt. *Skulle överhettning av dammsugaren ske stäng av och låt svalna innan du fortsätter dammsugningen!*



AKADEMISKA SJUKHUSET

7. Håll upp dammsugarsslängen med provbehållaren och stäng av dammsugaren. Kontrollera att det finns tillräckligt med damm i nylonfiltret. Dammet bör fylla cirka en tredjedel av nylonfiltrets längd, se bild 4. Om inte dammsug lite längre tid.



Bild 3



Bild 4

8. Ta bort nylonfiltret från provbehållaren och stoppa det i plastpåsen som försluts med blixtlåset. Kontrollera att påsens märkning är rätt!
9. Om fler dammprov ska tas, placera ett nytt nylonfilter i provbehållaren och upprepa steg 4 till 8.
10. Fyll i provtagningsdatum och namn på den bifogade blanketten *Analysbeställning*.
11. Lägg prov, provbehållare, adapter och den ifyllda blanketten i det bifogade svarskuvertet och skicka det till:

Arbets- och miljömedicin
Laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Det är viktigt att provet postas senast dagen efter att provet tagits!

Kontakta oss gärna vid frågor!

Har du några frågor kring provtagningen är du välkommen att kontakta Susanne Victor på Arbets- och miljömedicin på tel. 018-611 36 55 eller via e-post susanne.victor@akademiska.se.